

## ストマパックの開け閉め

**閉め方** 青い線に添って、手前に4回（白いマジックテープが見えるまで）折り返します。  
白い部分に、肌色のスポンジを重ねて、しっかりと押さえてください。



**開け方** 赤い◎のあたりに、凹凸があります。その凹凸の部分を持ち、引っ張るようにしてマジックテープの部分を外してください。



## 便の出し方

袋の入り口は、片方がビニール袋、もう片方が白いプラスチックの板状になっています。  
この部分を開いて、便を取り出してください。周りを拭いたら袋を閉めてください。

